


技术规格说明书

品名	鲁米诺钠盐		
别名	Luminol monosodium salt		
CAS 号	20666-12-0	EC 号	629-344-5
分子式	$C_8H_6N_3NaO_2$	分子量	199.14
含量	98.0%	外观	白色至淡黄色结晶粉末
pH 范围		货号	L0048
结构式			
描述	Luminol sodium salt 是一种化学发光物质, Luminol sodium salt 最适荧光波长为 425 nm。Luminol sodium salt 常用作法医检测血迹的诊断工具, 应用于刑事侦查、生物工程、化学示踪等领域。		
应用	用于生物发光分析。		
包装规格	500g/瓶, 1kg/瓶, 25kg/桶 可定制包装尺寸		
储存	常温		
复验期	2 年		

分析项目 SPECIFICATION PROPERTIES	技术指标 STANDARD
外观 Appearance	白色至淡黄色结晶粉末 White to light yellow crystalline powder
含量 (HPLC) Assay, %	≥98.0

水份 Water Content, %	≤ 26.5
------------------------	-------------