


技术规格说明书

品名	3, 3' -二氨基联苯胺 (DAB)		
别名	3, 3', 4, 4' -四氨基联苯		
CAS 号	91-95-2	EC 号	202-110-6
分子式	C ₁₂ H ₁₄ N ₄	分子量	214.2664
含量	96.0%	外观	类白色至棕红色结晶粉末
pH 范围		货号	E0001
结构式			
描述	3, 3'-二氨基联苯胺可作为有机合成中间体和医药中间体, 主要用于实验室研发过程和化工生产过程中。		
应用	过氧化物酶底物, 核酸染料 , 分光光度法测定硒的试剂。		
包装规格	100g/瓶, 500g/瓶, 25kg/桶 可定制包装尺寸		
储存	2-8℃, 避光		
复验期	2 年		

分析项目 SPECIFICATION PROPERTIES	技术指标 STANDARD
外观 Appearance	类白色至棕红色结晶粉末 Off-white to brown red crystalline powder
含量 Assay, %	≥96.0

熔点 MP, °C	≥ 170
水份 Water content, %	≤ 1.0