


技术规格说明书

品名	3,3'-二氨基联苯胺四盐酸盐水合物		
别名	DAB 四盐酸		
CAS 号	868272-85-9	EC 号	231-018-9
分子式	$C_{12}H_{20}Cl_4N_4O$	分子量	378.125
含量	98.0-104.0%	外观	灰色或暗红色结晶粉末
pH 范围		货号	E0691
结构式			
描述	3,3'-二氨基联苯胺四盐酸盐水合物是 3,3'-二氨基联苯胺的盐酸盐形式，用于制备高性能电容器用柔性聚吡罗酮基微孔碳纳米纤维。3,3'-二氨基联苯胺四盐酸盐水合物可用于基于 hrp 的检测，适用于核酸和蛋白质的免疫印迹和免疫组化染色。		
应用	生化试剂，常用于免疫组化实验		
包装规格	100g/瓶, 500g/瓶, 25kg/桶 可定制包装尺寸		
储存	0-10℃		
复验期	2 年		

分析项目 SPECIFICATION PROPERTIES	技术指标 STANDARD
外观 Appearance	灰色或暗红色结晶粉末 Gray or dark red crystalline powder
含量(T,以干品计) Assay(T,as dried basis),%	98.0-104.0
水不溶物 Water insoluble matter, %	≤0.01
水份(K.F) Water content, %	≤15.0
溶解性(1%水溶液) Solubility(1% aq.)	澄清 Clear solution