


技术规格说明书

品名	碘化硫代乙酰胆碱		
别名	碘化乙酰硫代胆碱		
CAS 号	1866-15-5	EC 号	217-474-1
分子式	C ₇ H ₁₆ NOS	分子量	289.178
含量	98.0%	外观	白色粉末
pH 范围		货号	D0007
结构式			
描述	乙酰胆碱酯酶的底物，烟碱性乙酰胆碱受体激动剂。常用于色度法测定乙酰胆碱酯酶的活性。		
应用	生化研究，测定乙酰胆碱酯酶的底物。制药工业。		
包装规格	500g/瓶, 1kg/瓶, 25kg/桶 可定制包装尺寸		
储存	2-8℃		
复验期	2 年		

分析项目 SPECIFICATION PROPERTIES	技术指标 STANDARD
外观 Appearance	白色粉末 White powder
含量 Assay, %	≥98.0

熔点 MP, °C	204.0-209.0
溶解性(0.1 M 水溶液) Solubility(0.1 M aqueous)	无色、澄清 Clear, colorless solution
重金属 Heavy Metals , ppm	≤5
水份 Water Content, %	≤1.0